



SISTEMA DE VIDEO CONSULTA AXÓNICO

PORTAL DEL PROFESIONAL

USUARIO PROFESIONAL:

- URL: <u>http://api.axonico.net</u>
 EMAIL: mail / usuario profesional
- CLAVE: su Clave



• Deberá iniciar sesión con los datos con los que se Registró



Al iniciar sesión, visualizará el MENU PRINCIPAL:

2



🕄 Axónico Web	× +		– 0 ×
\leftrightarrow \rightarrow C $$ ax	xonico.net/panel/index.php		द इते को :
	όνιςο		Q ~
Menu			
	MI CONSULTORIO PROFESIONAL Nuevo servicio! ADMINISTRAR MI CONSULTORIO MIS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADHERIRME A UNA RED MI CUENTA MIS REDES	MIS SERVICIOS DE REDES	
		 VIDEO CONSULTAS VIDEO CONSULTAS(NO USAR) 	



En este menú, encontrará la Opción de VIDEO CONSULTA para poder realizar las terapias On line.

Al seleccionar la opción de Video Consultas, se abrirá una pantalla que le brindará acceso a la configuración de la misma. En este caso solo deberá asegurarse que la opción de "Mi Estado ^{Mi Estado} se encuentre habilitada, eso le permitirá a su paciente visualizar que se encuentra conectado para poder enviar la solicitud de Video Consulta





Una vez, que su paciente haya enviado la solcitud, usted visualizará en la solapa de "SOLICITUD DE CONEXIONES" la solicitud de su paciente, la cual deberá aceptar para poder iniciar en forma conjunta la videoconferencia.





Una vez conectado con su paciente, ambas imágenes se visualizaran en forma directa.

Recuerde, buscar un lugar tranquilo y silencioso para generar un ambiente favorable para esta modalidad.

Tener en cuenta que es fundamental una buena conexión de Internet.





En el menú de Video Consultas encontrará una solapa de "Mi Historial de Conexiones" donde podrá visualizar los datos de la conexión, así mismo este reflejará el tiempo transcurrido.

						9 ~
Menu		_	Video C Complete con la inform			
	Mi Estado: ON					Inicio / Videoconsultas
	Solicitudes de conexión Mi histor	ial de conexiones				
	Listado de conexiones					
	Apellido Nombre	Obra Social	Plan	Credencial	Fecha	-
	PRUEBA SISTEMAS	SWISS MEDICAL	SMMP ADVANCE	8000067180171001136	22-03-2020 17:03:31	-